



Soporte para agujas de disección

Hammacher

Soporte para agujas de disección

Wironit CrNi 18/12. Para agujas de disección de hasta un diámetro máximo de 1,0 mm



Code	Description	Packaging
LLG09160020	Dissecting needle holders,Kolle	1 pz.
LLG09160022	Dissecting needle holders,Aluminium/pla	1 pz.
LLG09160025	Dissecting needle holders,Aluminium han	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

