

**Carros para cubetas****Gorr****Carros para cubetas****Carro**

- Neumáticos de goma maciza azul-grisácea (sin marcas)
- Marco soldado para cubetas de plástico de 85 o 100 litros
- Altura con la cubeta roja aprox. 760 mm, con la cubeta blanca aprox. 840 mm
- 4 ruedas giratorias con 75 mm de diámetro
- Montadas sobre cojinetes de bolas
- Con revestimiento de polvo
- Peso aproximado de 100 kg.

**Cubeta, roja:** PE, 85 litros**Cubeta, blanca:** PE, 100 litros

Code	Description	Packaging
LLG09148300	Tank trolley4 castors, 750x500x720 mmfo	1 pz
LLG09148301	Tank 85 litersLDPE, red, 765x540x350 mm	1 pz
LLG09148302	Tank 100 litersPE, white, tapered,900x5	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

