

**Grifos de descarga LaboPlast[®]****Bürkle****Grifos de descarga LaboPlast[®]****Grifo de descarga StopCock**

- Con boquilla de descarga giratoria que impide el goteo
- Con boquilla de llenado reductora para orificios estrechos de 6 hasta 8 mm de diámetro exterior
- Se adapta a todos los recipientes con rosca de conexión G 3/4"
- Resistente hasta 2 bar de presión a 20 °C (sin boquilla reductora ni orificio de drenaje)
- Las piezas en contacto con el medio son de PP, PE y PTFE
- Homologación de la FDA y para alimentos en la UE

Grifo de descarga Compact

- Estructura compacta, la salida corta no sobresale por el canto inferior del recipiente
- Construcción especialmente optimizada de la salida para un chorro de líquido homogéneo que no salpique
- Se adapta a todos los recipientes con rosca de conexión de 3/4"
- PP, PE y PTFE para una resistencia química importante
- Homologación de la FDA y para alimentos en la UE

**Grifo de descarga StopCock PA**

- Fabricado a base de poliamida conductora, por lo que se conecta a tierra por separado
- Apto para disolventes
- La alternativa económica al grifo de acero inoxidable
- Junta de PTFE
- La entrega incluye adaptador de PA conductor para rosca interior de 3/4"
- Se adapta a roscas exteriores de 3/4" y a roscas interiores de 3/4"



Code	Description	Packaging
LLG09139997	Drain cock for canisters	1 pz.
LLG09140000	"Stopcock LaboPlast®PA, 3/4"" inernal/ex	1 pz.
LLG09140003	Stopcock compact	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

