

**Vasos de precipitados Griffin LLG, PP****LLG Labware****Vasos de precipitados Griffin LLG, PP**

Transparentes. Forma baja con un práctico pico y una graduación azul fácil de leer.

- Autoclavables a 121 °C
- Buena resistencia química
- Apilables
- Según la ISO 7056



Code	Description	Packaging
LLG09013670	LLG-Beaker 25 ml, low form, PPISO 705/2	2 pz
LLG09013671	LLG-Beaker 50 ml, low form, PPISO 705/2	2 pz
LLG09013672	LLG-Beaker 100 ml, low form, PPISO 70/2	2 pz
LLG09013673	LLG-Beaker 250 ml, low form, PPISO 70/2	2 pz
LLG09013674	LLG-Beaker 500 ml, low form, PPISO 70/2	2 pz
LLG09013675	LLG-Beaker 1000 ml, low form, PPISO 7/2	2 pz
LLG09013676	LLG-Beaker 2000 ml, low form, PPISO 705	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

