

**Pipetas capilares desechables, DURAN[®], minicaps[®] end-to-end**

Micropipetas de un solo uso minicaps[®] en un sistema con una versión end-to-end no heparinizada y heparinizada. Certificado de conformidad conforme a DIN 12600. Conforme a la calibración alemana. Con número de lote en el envase. Fabricadas en Alemania a partir del original SCHOTT DURAN[®] conforme a ISO 7550.

Ventajas:

- Llenado correcto de extremo a extremo
- Tan solo 30 - 32 mm de longitud
- Cierre cómodo del dispensador con código de color

Se suministra en paquetes de 1000 unidades totales, divididas en cajas de 100 unidades. No heparinizadas. Certificado de conformidad según DIN 12600, ISO 7550.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

