

**Sello anti-manipulación seal-it, rollo auto-adhesivo**

Si se cierra la apertura de un contenedor con Seal-it, el contenedor no puede abrirse sin destruir la etiqueta de Seal-it. Seal-it está provisto además de varias perforaciones cruzadas que se rompen inmediatamente cuando se manipulan. Seal-it puede ser usado para sellar de forma segura botellas, bolsas de muestras, sacos, bolsas de muestras, sobres, etc. El campo blanco del sello puede escribirse con todos los instrumentos de escritura convencionales, por ejemplo, con información sobre el contenido, la fecha de la muestra, el nombre del operador, etc.

- Identificación clara mediante números en secuencia
- Etiqueta de control integrada con el mismo número, para los documentos de acompañamiento
- 500 etiquetas numeradas consecutivamente en cada rollo
- Formato 178mm de largo, 30mm de ancho
- Perforación de corte para cada etiqueta



Code	Description	Packaging
LLG07622477	Seal-it labels red /neutralroll with 50	500 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

