

**Mini caja de luz y mini lente de aumento****Heathrow Scientific****Mini caja de luz y mini lente de aumento**

La **mini caja de luz** ahorra espacio en el banco y se puede guardar en un cajón.

El área de visualización es perfecta para la rápida revisión de platos de 96 pozos, placas de petri, geles de electroforesis, diapositivas y transparencias.

Fuente de luz LED con 5300 K (± 270 K). Funciona con 6 pilas AAA de 1,5 V (incluidas). Dimensiones del área de visión (An x L): 125 x 100 mm.

Dimensiones totales (An x L x Alt): 161 x 135 x 44 mm.

La **mini-lupa** amplía los objetos para facilitar la visión. Para usar con la mini caja de luz o por separado. Lente giratoria y moldeada. Ampliación de 1,75x.

Dimensiones de la lente (An x L): 185 mm x 100 mm. Altura del soporte: 207mm.



Code	Description	Packaging
LLG09151509	Mini magnifier1.75x magnification, 185x	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

