



Cajas criogénicas Arctic Squares<sup>®</sup>, PC, esterilizables en autoclave

Heathrow Scientific

### Cajas criogénicas Arctic Squares<sup>®</sup>, PC, esterilizables en autoclave

Para el mantenimiento seguro de los tubos a -196 hasta +121°C. Para uso múltiple en congeladores mecánicos y con nitrógeno líquido. Las características en la caja facilitan la selección, identificación y extracción de tubos. El soporte superior por detrás y el índice impreso contrastado en la tapa transparente permiten una orientación rápida. La tapa provista de bisagras permite la toma con una mano de las muestras. Un tope integrado impide que la tapa se desplace cuando la caja se coge por la tapa e impide derrames accidentales. La caja de dimensiones 5 x 5 no tiene la tapa con bisagras. Todas las cajas tienen aberturas de ventilación y drenaje. Apilables, Esterilizables en autoclave



Code	Description	Packaging
LLG09405910	Cryobox Arctic Squares, 133x133x53 mmPC	1 pz.
LLG09405911	Cryobox Arctic Squares, 76x76x53 mmPC,	1 pz.
LLG09405913	Cryobox Arctic Squares, 133x133x53 mm/4	4 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

