

**Pipetas capilares ringcaps<sup>®</sup>****Hirschmann****Pipetas capilares ringcaps<sup>®</sup>**

Pipetas capilares desechables con marcas circulares. Las ringcaps<sup>®</sup> se fabrican exclusivamente con vidrio DURAN<sup>®</sup>. La marca circular aplicada de forma precisa garantiza la determinación exacta del volumen, al tiempo que el código internacional de colores evita las confusiones.

VE = 1 caja de 250 piezas

Versión 100+200 = 1 caja de 100 piezas

**Ventajas:**

- Sin riesgo de contaminación cruzada al ser de un solo uso
- Vidrio DURAN<sup>®</sup>
- Longitud manejable de 125 mm
- Declaración de conformidad según DIN 12600



Code	Description	Packaging
LLG09600105	Ringcaps, disposable capillary pipe/250	250 pz.
LLG09600110	Ringcaps, disposable capillary pipe/250	250 pz.
LLG09600120	Ringcaps, disposable capillary pipe/250	250 pz.
LLG09600122	Ringcaps, disposable capillary pipe/100	100 pz.
LLG09600125	Ringcaps, disposable capillary pipe/250	250 pz.
LLG09600140	Ringcaps, disposable capillary pipe/250	250 pz.
LLG09600150	Ringcaps, disposable capillary pipe/250	250 pz.
LLG09600199	Ringcaps, disposable capillary pipe/250	250 pz.
LLG09600210	Ringcaps, disposable capillary pipe/250	250 pz.
LLG09600222	Ringcaps, disposable capillary pipe/100	100 pz.
LLG09600240	Ringcaps, disposable capillary pipe/250	250 pz.
LLG09600299	Ringcaps, disposable capillary pipe/250	250 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

