

**Pipetas capilares ringcaps[®]****Hirschmann****Pipetas capilares ringcaps[®]**

Pipetas capilares desechables con marcas circulares. Las ringcaps[®] se fabrican exclusivamente con vidrio DURAN[®]. La marca circular aplicada de forma precisa garantiza la determinación exacta del volumen, al tiempo que el código internacional de colores evita las confusiones.

VE = 1 caja de 250 piezas

Versión 100+200 = 1 caja de 100 piezas

Ventajas:

- Sin riesgo de contaminación cruzada al ser de un solo uso
- Vidrio DURAN[®]
- Longitud manejable de 125 mm
- Declaración de conformidad según DIN 12600



Code	Description	Packaging
LLG09600105	Ringcaps, disposable capillary pipe/250	250 pz.
LLG09600110	Ringcaps, disposable capillary pipe/250	250 pz.
LLG09600120	Ringcaps, disposable capillary pipe/250	250 pz.
LLG09600122	Ringcaps, disposable capillary pipe/100	100 pz.
LLG09600125	Ringcaps, disposable capillary pipe/250	250 pz.
LLG09600140	Ringcaps, disposable capillary pipe/250	250 pz.
LLG09600150	Ringcaps, disposable capillary pipe/250	250 pz.
LLG09600199	Ringcaps, disposable capillary pipe/250	250 pz.
LLG09600210	Ringcaps, disposable capillary pipe/250	250 pz.
LLG09600222	Ringcaps, disposable capillary pipe/100	100 pz.
LLG09600240	Ringcaps, disposable capillary pipe/250	250 pz.
LLG09600299	Ringcaps, disposable capillary pipe/250	250 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

