

**Soporte para caja de guantes, PS, antimicrobiano**

Heathrow Scientific

Soporte para caja de guantes, PS, antimicrobiano

Ideal para el uso en lugares limpios, hospitales y en zonas de trabajo microbiológico. El material MICROBAN® antimicrobiano impide el crecimiento de hongos y bacterias. El material resistente es especialmente adecuado para soluciones de limpieza fuertes. Para colocar en la pared. Se suministran los tornillos y los tacos. Su diseño modular que se coloquen horizontalmente varias cajas dispensadoras de guantes.



Code	Description	Packaging
LLG09005427	Wall holder for glove dispenser boxesan	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

