


**Gradilla para pipetas serológicas**

Heathrow Scientific

Gradilla para pipetas serológicas

Ideal para las pipetas serológicas. Utilícelas como unidades individuales, o encájelas juntas horizontal o verticalmente. Los imanes a ambos lados de las unidades se conectan de forma segura a superficies metálicas como archivadores, campanas de gases, refrigeradores y congeladores. Las estanterías angulares almacenan las pipetas de 0,1 ml a 50 ml al alcance de la mano para su uso. La tapa protectora cierra la unidad para evitar la acumulación de polvo. Color: 3 tonos de azul diferentes. Dimensiones (L x An x Alt): 301mm x 100mm x 127,5mm cada una.



Code	Description	Packaging
LLG09273930	Pipette rack 100x301x127,5 mmstackabl/3	3 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

