

**Gafas visión completa uvex carbonvision 9307****Uvex****Gafas visión completa uvex carbonvision 9307**

La tecnología ultramoderna de acabado y de materiales permite una estructura de la montura con escaso volumen y máxima resistencia mecánica. A pesar de la estabilidad mecánica la uvex carbonvision ofrece una comodidad inesperada. La base o el soporte TPU soldada firmemente a la montura facilita un asiento perfecto y una limpieza fácil. La uvex carbonvision es seguramente una de las gafas de visión total más ligeras en el mercado. Su escaso peso de 46 gramos permite trabajar durante largo tiempo sin presión de ningún tipo. La tecnología de revestimiento supravision extreme recién desarrollada ofrece una visión antivaho absoluta en las condiciones más duras.

Las gafas uvex carbonvision se recomiendan contra el polvo, salpicaduras de líquido y riesgos mecánicos. Especialmente apropiada para la combinación de máscaras protectoras y protecciones antigolpes



Code	Description	Packaging
LLG09005079	Spectacles carbonvision 9307black/grey,	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

