


**Barras de agitación magnéticas Beakerliner, PTFE****BOLA****Barras de agitación magnéticas Beakerliner, PTFE**

Núcleo magnético encapsulado en PTFE (Alnico 5) montado axialmente en una jaula guía de PTFE, resistencia química universal. No hay acción de corte en el fondo del vaso, funcionamiento suave en los vasos de vidrio también en un fondo desigual. La jaula actúa como un deflector y por lo tanto proporciona resultados de mezcla óptimos.



Code	Description	Packaging
LLG09197585	Beakerliner Ø 67x21mmPTFE, for beaker 2	1 pz.
LLG09197586	Beakerliner Ø 74x29mmPTFE, for beaker 6	1 pz.
LLG09197587	Beakerliner Ø 103x32mmPTFE, for beaker	1 pz.
LLG09197588	Beakerliner Ø 125x48mmPTFE, for beaker	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

