



Contenedores para agujas y residuos Medibox[®]

Contenedores para agujas y residuos Medibox[®]

Contenedores de eliminación de objetos punzantes que cumplen con la norma EN ISO 23907

- Entradas sin contacto, de giro y de inserción
- Para todo tipo de agujas luer y luer-lock usadas, así como agujas para plumas
- Gran apertura para facilitar la inserción de varios objetos punzantes médicos
- Mecanismo de cierre final irreversible
- Cierre temporal fácil de usar
- Advertencia de sobrellenado por línea de llenado máximo



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG04661837 | Medibox® 2.4 l needle sampler vol 2 lt | 1 pz |



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

