

**Balanza de precisión modelo PCB****Kern & Sohn****Balanza de precisión modelo PCB**

Una báscula compacta para su laboratorio. Debido a la función de receta y recuento de piezas, así como a la gran precisión, esta báscula es perfecta para el uso diario en el laboratorio.

- La cubierta protectora de trabajo sobre el teclado y la carcasa se incluye de forma estándar
- Moderna pantalla LCD retroiluminada, altura de los dígitos 15 mm
- Funcionamiento con batería opcional, bloque de 9V, no incluido
- Función AUTO-OFF para preservar la batería, se puede apagar
- Plato de pesaje de acero inoxidable, los modelos PCB 100-3, PCB 250-3 y PCB 350-3 tienen un plato de pesaje de plástico

Dimensiones totales (An x L x Alt): 163 x 245 x 85 mm

Peso: aprox. 1 kg





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

