

**Balanzas para colgar HDB-N****Kern & Sohn****Balanzas para colgar HDB-N**

Conveniente para colgar cargas.

-Ideal para un rápido control en la recepción y envío de mercancías, también adecuado para los casos

-Función de retención de datos: Para una fácil lectura del peso, la pantalla puede ser "congelada" de diferentes maneras. Ya sea automáticamente cuando el valor de pesaje no se modifica o manualmente al pulsar la tecla Hold

-Gancho (acero inoxidable), puede ser articulado

-Pilas incluidas, 2 x 1,5 V AAA, tiempo de funcionamiento aprox. 180 h, función AUTO OFF para conservar la pila (se puede apagar)



Code	Description	Packaging
LLG06231173	Electronic hanging balance HDB 5K5N 10	1 pz.
LLG07633920	Electronic hanging balance HDB 10K10N 1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

