

**Recipiente refrigerante True North<sup>®</sup>, PU****Heathrow Scientific****Recipiente refrigerante True North<sup>®</sup>, PU**

Contenedor rígido de poliuretano que proporciona durabilidad para enfriar las muestras sensibles a la temperatura. Excelentes propiedades aislantes para el ultra frío. Utilizar con hielo, hielo seco, lechadas de sal y hielo, etc. Para bajas temperaturas hasta  $-196^{\circ}\text{C}$ . Minimice la pérdida por evaporación con una tapa ajustada. Fácilmente removible con cómodas asas incorporadas. La tapa y la base acanaladas encajan para guardar convenientemente la tapa debajo de la base. Con pico y asas ergonómicas para un manejo seguro. Apilable.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09010691 | Cool container True North®4 ltr., bucke | 1 pz.     |
| LLG09010692 | Cool container True North®1 ltr., emera | 1 pz.     |
| LLG09010693 | Cool container True North®4 ltr., arcti | 1 pz.     |
| LLG09010694 | Cool container True North®9 ltr., ruby  | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

