

**Recipiente refrigerante True North[®], PU****Heathrow Scientific****Recipiente refrigerante True North[®], PU**

Contenedor rígido de poliuretano que proporciona durabilidad para enfriar las muestras sensibles a la temperatura. Excelentes propiedades aislantes para el ultra frío. Utilizar con hielo, hielo seco, lechadas de sal y hielo, etc. Para bajas temperaturas hasta -196°C. Minimice la pérdida por evaporación con una tapa ajustada. Fácilmente removible con cómodas asas incorporadas. La tapa y la base acanaladas encajan para guardar convenientemente la tapa debajo de la base. Con pico y asas ergonómicas para un manejo seguro. Apilable.



Code	Description	Packaging
LLG09010691	Cool container True North®4 ltr., bucke	1 pz.
LLG09010692	Cool container True North®1 ltr., emera	1 pz.
LLG09010693	Cool container True North®4 ltr., arcti	1 pz.
LLG09010694	Cool container True North®9 ltr., ruby	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

