

**Recipiente refrigerante True North[®], PU****Heathrow Scientific****Recipiente refrigerante True North[®], PU**

Contenedor rígido de poliuretano que proporciona durabilidad para enfriar las muestras sensibles a la temperatura. Excelentes propiedades aislantes para el ultra frío. Utilizar con hielo, hielo seco, lechadas de sal y hielo, etc. Para bajas temperaturas hasta -196°C . Minimice la pérdida por evaporación con una tapa ajustada. Fácilmente removible con cómodas asas incorporadas. La tapa y la base acanaladas encajan para guardar convenientemente la tapa debajo de la base. Con pico y asas ergonómicas para un manejo seguro. Apilable.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09010691 | Cool container True North®4 ltr., bucke | 1 pz. |
| LLG09010692 | Cool container True North®1 ltr., emera | 1 pz. |
| LLG09010693 | Cool container True North®4 ltr., arcti | 1 pz. |
| LLG09010694 | Cool container True North®9 ltr., ruby | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

