



Tubos Tygon® 2375

Tubos Tygon® 2375

Translúcido. Densidad: 0,29 Shore:72, Temperatura de -78°C hasta 52°C

Resistente a productos químicos muy corrosivos

Sin plastificante, riesgo reducido de contaminación

La pared interior extremadamente lisa impide depósitos de partículas. Debido a una capacidad de absorción mínima el líquido no se ve alterado. Conforme a criterios FDA para el contacto con alimentos y NSF 51. Conforme a REACH



Code	Description	Packaging
LLG09208325	Tubo Tygon®,type 2375, 4.80x8.00x1.6 m	15 m



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

