

**Cubeta de tinción desechable, PP/PE****Heathrow Scientific****Cubeta de tinción desechable, PP/PE**

Para teñir, aclarar y secar muestras en un sólo uso. Hecha de mezcla de polipropileno y polietileno. Es una alternativa económica a las de metal, que ofrece una superficie de trabajo limpia y fresca en cada uso. Puede alojar hasta 8 portaobjetos en su base. Su cavidad profunda puede contener líquido residual de hasta 38 ml. Permite deshacerse de líquidos residuales de forma fácil. Su tapa oscura protege los portaobjetos cuando se utilizan con aplicaciones sensibles a la luz.

Suministrado con 4 cubetas de base y una tapa.



Code	Description	Packaging
LLG09161400	Set Disposable Staining Slide Trayfor 8	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

