

**Desecador Star-Auto-Big, de PMMA**

Bohlender GmbH

Desecador Star-Auto-Big, de PMMA

Con un secado automático sin mantenimiento que puede mantener una humedad constante de entre el 20% y el 30%, los desecadores automáticos son muy adecuados para el almacenamiento a largo plazo. Incluso la apertura frecuente de la puerta se compensa automáticamente. Una solución de mantenimiento ideal para muestras de referencia, componentes electrónicos, equipo fotográfico, papeles, material de cultivo de valor y mucho más. Incluye cuatro cuerpos intermedios de gas acrílico e higrómetro apilable hasta 8 pisos. Requiere una fuente de alimentación de 230 V, 50 Hz.

Características:**Cristal: transparente****Material: PMMA****Resistencia a la temperatura: -20°C hasta +70°C****Carga máxima de la base con carga plana: 30 kg****Carga total para carga plana: 80 kg**

Code	Description	Packaging
LLG09042007	Sicco Auto-Big-Star-Exsiccator560x580x5	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

