



Bolsas esterilizables en autoclave LLG, PP, con impresión de peligro biológico

LLG Labware

### Bolsas esterilizables en autoclave LLG, PP, con impresión de peligro biológico

Bolsas autoclavables con impresión de peligro biológico. Fabricadas a base de polipropileno. Costuras laterales fuertes para sujetar los artículos de manera segura. Panel de escritura frontal. Esterilizables en autoclave.



Code	Description	Packaging
LLG06285813	LLG-Autoclavable bags 500x600mm PP,/200	200 pz
LLG06285814	LLG-Autoclavable bags 630x890mm PP,/200	200 pz
LLG06285815	LLG-Autoclavable bags 910x1150mm PP/100	100 pz
LLG09404050	LLG-Autoclavable bags 310x660 mmPP, /50	50 pz
LLG09404051	LLG-Autoclavable bags 415x600 mmPP, /50	50 pz
LLG09404052	LLG-autoclavable bags 610x810 mmPP, /50	50 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

