



Bolsas esterilizables en autoclave LLG, PP, con impresión de peligro biológico

LLG Labware

Bolsas esterilizables en autoclave LLG, PP, con impresión de peligro biológico

Bolsas autoclavables con impresión de peligro biológico. Fabricadas a base de polipropileno. Costuras laterales fuertes para sujetar los artículos de manera segura. Panel de escritura frontal. Esterilizables en autoclave.



Code	Description	Packaging
LLG06285813	LLG-Autoclavable bags 500x600mm PP,/200	200 pz
LLG06285814	LLG-Autoclavable bags 630x890mm PP,/200	200 pz
LLG06285815	LLG-Autoclavable bags 910x1150mm PP/100	100 pz
LLG09404050	LLG-Autoclavable bags 310x660 mmPP, /50	50 pz
LLG09404051	LLG-Autoclavable bags 415x600 mmPP, /50	50 pz
LLG09404052	LLG-autoclavable bags 610x810 mmPP, /50	50 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

