


**Barras de agitación magnéticas ASTEROID, triangular, PTFE****02-mag****Barras de agitación magnéticas ASTEROID, triangular, PTFE**

Más de 4 veces más de par de torsión transmisible. Efecto de mezcla inmejorable en comparación con las barras agitadoras convencionales. Campo magnético fuerte, estable y duradero, sin efecto de desmagnetización. Diseño cóncavo para un contacto mínimo con la superficie y una rotación fiable, forma triangular para una potente fuerza de corte y una mejor mezcla a velocidades de rotación más bajas. Se pueden alcanzar velocidades de rotación significativamente más altas, encapsulación de PTFE de alta calidad, uniforme y sellada. Conformes a los requisitos de la FDA, esterilizables por vapor a 121 °C. Múltiples mejoras contra todo tipo de agitadores magnéticos.



Code	Description	Packaging
LLG09646040	Magnetic stirring bar ASTEROID 40	1 pz.
LLG09646057	Magnetic stirring bar ASTEROID 25	1 pz.
LLG09646058	Magnetic stirring bar ASTEROID 70	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

