



Buretas, con llave de paso lateral, DURAN<sup>®</sup>, clase AS

Hirschmann

**Buretas, con llave de paso lateral, DURAN<sup>®</sup>, clase AS**

Con franja de Schellbach. Calibradas en EX (TD). Con identificación de lote fechada. Declaración de conformidad según DIN 12600. Graduación azul de alto contraste para facilitar la lectura. Graduación anular de punto principal, llave de paso lateral con llave de vidrio o con husillo de PTFE, DIN EN ISO 385. Longitud de la escala 500 mm.

Para estos productos, se pueden generar e imprimir informes de calibración de lotes, que son gratuitos, en [www.hirschmannlab.com](http://www.hirschmannlab.com). Se pueden obtener informes de calibración individuales adicionales o certificados DAkkS (antiguos informes de calibración DKD).



Code	Description	Packaging
LLG09270155	Burettes DURAN glass Cl.AS10:0,02ml wit	1 pz.
LLG09270156	Burettes glass class A DURAN25ml:0,05ml	1 pz.
LLG09270157	Burettes DURAN glass cl.AS50:0,1ml wit	1 pz.
LLG09270158	Burette DURAN class A510ml:0,02ml with	1 pz.
LLG09270159	Burettes glass,DURAN Class AS25ml:0,05m	1 pz.
LLG09270160	Burettes DURAN glass Cl.AS50:0,1 with P	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

