

**Agitador magnético para cultivos celulares con control interno, bioMIX 1****02-mag****Agitador magnético para cultivos celulares con control interno, bioMIX 1**

Agitador magnético para mezclar cuidadosamente la suspensión celular y los caldos de cultivo, incluso para cultivos viscosos. De precio optimizado, sin mantenimiento, gran superficie de carga, que ahorra sitio, 100 % sin retorno, revoluciones, ajuste de potencia (10 grados) para elevada potencia en caso de cantidades grandes y viscosas de agitación y potencia reducida para un funcionamiento duradero y sin calentamiento, pantalla digital para ajustar el número de revoluciones/potencia, inicio suave, carcasa de acero fino encapsulada, resistente a gérmenes, fácil de limpiar, construcción robusta, estructura plana, adecuado para frascos de cultivo con sistemas de varilla de agitación colgada, giratoria así como basculante, 3 años de garantía, fabricado en Alemania.

Advertencia: Recomendamos los modelos de la serie bioMIXdrive para el empleo en incubadores debido a su escasa emisión de calor.

Especificaciones

Condiciones ambientales: -10 ... 50 °C para un 80 % humedad relativa

Carcasa: Acero fino

Tipo de protección: IP 64



Code	Description	Packaging
LLG09646001	Magnetic stirr system bioMIX 1for cell	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

