

**Agitador magnético con calefacción hotMIX 1 con control interno****2mag AG****Agitador magnético con calefacción hotMIX 1 con control interno**

Agitador magnético de precio optimizado, 100% libre de mantenimiento y de desgaste gracias al concepto de accionamiento magnético inductivo 2mag para la mezcla de soluciones, rango de revoluciones de 100rpm hasta 1600 rpm, agitación sin sacudidas incluso a bajas velocidades. SoftStart para un centrado fiable y una aceleración segura de la barra agitadora, carcasa de acero inoxidable resistente para una limpieza rápida y sencilla, protección contra salpicaduras, construcción extremadamente robusta. Placa calefactora de aleación de aluminio resistente, temperatura de calentamiento máx. +200 °C, enchufe para termómetro de contacto (accesorio), LED de advertencia en caso de placa calefactora, 3 lazos de protección contra sobretensión integrados contra el sobrecalentamiento.

Especificaciones**Volumen máximo agitado (H₂O): 2 l****Potencia del motor: 10 W****Posiciones de agitación: 1****Rango de velocidad: 100¼1600 min⁻¹****Temperatura ambiente admisible: -10¼40 °C****Humedad admisible: 80 %****Pantalla: analógico****Dimensiones (An x L x Alt): 120 x 140 x 80 mm****Peso: 2 kg****Grado de protección: IP 20****Fuente de alimentación: 115/230 V, 50/60 Hz**



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

