

**Agitador magnético accuMIX, funcionamiento con baterías****02-mag****Agitador magnético accuMIX, funcionamiento con baterías**

Agitador magnético móvil, 100 % libre de mantenimiento y sin desgaste por el concepto inductivo 2mag-Magnetic-Drive para la mezcla de soluciones, rango de velocidad desde 100 rpm hasta 1600 rpm, agitación sin sacudidas incluso a bajas velocidades, ajuste de potencia en dos etapas para una alta potencia con respecto a cantidades de agitación grandes y viscosas y potencia reducida para un funcionamiento a largo plazo con ahorro de batería. Construido para el funcionamiento independiente de la batería y la red fija, equipado con 8 baterías recargables de alto rendimiento (Mignon/AA) disponibles en el mercado, dispositivo universal de carga y suministro de energía, estación de carga de batería inteligente con una sola ranura de carga controlada, así como función de servicio de batería y cable adaptador de 12 V para el funcionamiento en los enchufes del mechero del coche.

Especificaciones**Volumen máx. de agitación (H₂O): 3 l****Potencia del motor: 10 W****Posiciones de agitación: 1****Rango de velocidad: 100 ... 1600 min⁻¹****Temperatura ambiente admisible: -10 ... 50 °C****Humedad permitida: 80 %****Pantalla: analógica****Dimensiones (An x L x Alt): 215 x 130 x 40 mm****Peso: 1,5 kg****Grado de protección: IP 30****Fuente de alimentación: 8 x AA**



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

