

**Mini registrador de datos testo 174T****Testo****Mini registrador de datos testo 174T**

El mini data logger de temperatura testo 174T es ideal para incluirse en transportes. Es suficiente con situar el instrumento cerca del producto, p.ej. en contenedores o cámaras frigoríficas, para que monitorice constantemente y sin interrupciones su temperatura. El software gratuito ComSoft testo 174 permite una programación rápida del registro de datos así como un análisis simple de los datos.

- Alta integridad de los datos, incluso con la batería vacía
- Gran memoria de datos de medición
- Estanco de acuerdo con el IP65
- Compacto y robusto
- Cumple con la norma EN12830
- Emisión de alarmas a través de la pantalla
- Transferencia de datos al PC a través de la interfaz USB
- Medición fiable de la temperatura para la vigilancia de las mercancías sensibles y la cadena de frío durante el almacenamiento y el transporte

Material de suministro:

testo 174T: Mini registrador de datos, 1 canal, incluye soporte de pared, pilas (2xCR 2032 litio), protocolo de calibrado

testo 174T-Set: Mini registrador de datos, 1 canal, incluye interfaz USB para programar y leer el registro, soporte de pared, pilas (2 x CR 2032 litio), protocolo de calibración

Especificaciones

Tipo de sensor: NTC

Rango de medición: -30 hasta +70°C

Exactitud: ± 0,5°C

Resolución: 0,1°C

Temperatura de trabajo: -30 hasta +70°C

Temperatura de almacenamiento: -40 hasta +70°C

Tipo de batería: 2 x 3V células de botón (2 x CR 2032 de litio), pueden ser cambiadas por el usuario

Vida útil de la batería: 500 días (ciclo de medición de 15 minutos, +25°C)

Grado de protección: IP65

Ciclo de medición: 1min - 24h (puede ser seleccionado)

Memoria: 16.000 valores

Software: Se puede usar con Windows XP, Vista y Windows 7





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

