



Matraces aforados trapezoidales, DURAN[®], clase A, graduación azul, con tapón de PE

Hirschmann

Matraces aforados trapezoidales, DURAN[®], clase A, graduación azul, con tapón de PE

Calibradas en IN (TD). Con identificación de lote fechada. Declaración de conformidad según DIN 12600. Esmerilados con tapón de polietileno. Marca anular y graduación en esmalte azul de alto contraste. Según DIN EN ISO 1042.

Para estos productos, los informes de calibración por lotes, que son gratuitos, se pueden generar e imprimir en www.hirschmannlab.com. Están disponibles informes de calibración individuales adicionales o certificados DAkkS (antiguos informes de calibración DKD).



Code	Description	Packaging
LLG09276645	Volumetric flask 1ml, cl.A, DURANNS 7/1	1 pz.
LLG09276646	Volumetric flasks 2ml, cl.A, DURANNS 7/	1 pz.
LLG09276647	Volumetric flask 5ml, cl. A, DURANNS 7/	1 pz.
LLG09276648	Volumetric flask 5ml, cl.A, DURANNS 10/	1 pz.
LLG09276649	Volumetric flask 10ml, cl.A, DURANNS 7/	1 pz.
LLG09276650	Volumetric flask Duran KI.A 10ml, NS10/	1 pz.
LLG09276651	Volumetric flask 20ml, cl.A, DURANNS 10	1 pz.
LLG09276652	Volumetric flask 25ml, cl.A, DURANNS 10	1 pz.
LLG09276653	Volumetric flask 50ml, cl.A, DURANNS 12	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

