

**Linterna LLG****LLG Labware****Linterna LLG**

Linterna robusta con 12 luces LED de ahorro de energía para una luz ultra-brillante. Fabricada en metal con una práctica correa de mano, incluye 3 pilas AAA de 1,5 V.

Dimensiones (diám. x L): 30 x 120 mm



Code	Description	Packaging
LLG09961000	LLG-LED Flash LightTitanium incl. etui	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

