

**Linterna LLG****LLG Labware****Linterna LLG**

Linterna robusta con 12 luces LED de ahorro de energía para una luz ultra-brillante. Fabricada en metal con una práctica correa de mano, incluye 3 pilas AAA de 1,5 V.  
Dimensiones (diám. x L): 30 x 120 mm



Code	Description	Packaging
LLG09961000	LLG-LED Flash LightTitanium incl. etui	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

