



Matraces aforados, DURAN<sup>®</sup>, clase A, graduación en azul, con tapón de vidrio hueco

Hirschmann

**Matraces aforados, DURAN<sup>®</sup>, clase A, graduación en azul, con tapón de vidrio hueco**

Calibrados en IN (TD). Con identificación de lote fechada. Declaración de conformidad según DIN 12600. Esmerilados con tapón de vidrio. Anillo de marca y graduación en esmalte azul de alto contraste. Según DIN EN ISO 1042.

Para estos productos, los informes de calibración por lotes, que son gratuitos, se pueden generar e imprimir en [www.hirschmannlab.com](http://www.hirschmannlab.com). Están disponibles informes de calibración individuales adicionales o certificados DAkkS (antiguos informes de calibración DKD).



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG09276470 | Volumetric flask 5ml DURANCl.A, blue gr | 1 pz.     |
| LLG09276471 | Volumetric flask 5ml, DURANcl.A, blue g | 1 pz.     |
| LLG09276472 | Volumetric flask DURAN10ml NS 7/16 with | 1 pz.     |
| LLG09276473 | Volumetric flask 10ml cl. ANS 10/19 blu | 1 pz.     |
| LLG09276474 | Volumetric flask Cl.A DURAN20ml, NS 10/ | 1 pz.     |
| LLG09276475 | Volumetric flask 25mlNS 10/19, cl.A, bl | 1 pz.     |
| LLG09276476 | volumetric flask 25ml cl.ANS 12/21 blue | 1 pz.     |
| LLG09276477 | Volumetric flask 50ml DURAN class ANS 1 | 1 pz.     |
| LLG09276478 | Volumetric flasks 50ml DURANcl.A, NS 14 | 1 pz.     |
| LLG09276479 | Volumetric flask 100mlNS 12/21, cl.A, b | 1 pz.     |
| LLG09276480 | Volumetric flask DURAN cl.A100ml, NS 14 | 1 pz.     |
| LLG09276481 | Volumetric flask DURAN Cl. A200ml, NS 1 | 1 pz.     |
| LLG09276482 | Volumetric flask 250 ml DuranCl. A NS 1 | 1 pz.     |
| LLG09276483 | Volumetric flask 500ml Class A NS 19/26 | 1 pz.     |
| LLG09276484 | Volumetric flask 1000ml Duran Cl.AN.S.  | 1 pz.     |
| LLG09276485 | Volumetric flasks 1000ml DURANNS 24/29  | 1 pz.     |
| LLG09276486 | Volumetric flask 2000ml DURANNS 29/32,  | 1 pz.     |
| LLG09276487 | Volumetric flask 5000ml, DURANcl.A, blu | 1 pz.     |
| LLG09276488 | Volumetric flask 10.000ml DURANClass A  | 1 pz.     |
| LLG09276489 | Volumetric flask 20ml, cl.ANS 12/21, Du | 1 pz.     |





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

