



Hidrómetro de precisión LLG, alcoholímetros, con termómetro, calibrable

LLG Labware

Hidrómetro de precisión LLG, alcoholímetros, con termómetro, calibrable

Rango de medición, graduación: 0,1% vol., con termómetro 0 a +30°C, graduación: 0,5°C, calibrado a 20°C. Relleno: azul. Longitud total: 380mm





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

