



Matraces aforados, DURAN[®] vidrio ámbar, clase A, graduación blanca, con tapón de vidrio ámbar

Hirschmann

Matraces aforados, DURAN[®] vidrio ámbar, clase A, graduación blanca, con tapón de vidrio ámbar

Calibrados en IN (TD). Con identificación de lote fechada. Declaración de conformidad según DIN 12600. Con tapón de vidrio hueco de color ámbar.

Marca de anillo y graduación en esmalte blanco. Según la norma DIN EN ISO 1042.

Para estos productos se pueden generar e imprimir informes de calibración de lote, que son gratuitos, en www.hirschmannlab.com. Se pueden obtener informes de calibración individuales adicionales o certificados DAkkS (antiguos informes de calibración DKD).



Code	Description	Packaging
LLG09276500	Volumetric flask 5ml, DURAN, cl.ANS7/16	1 pz.
LLG09276501	Volumetric flask DURAN Cl.A 5mlIN.S 10/1	1 pz.
LLG09276502	Volumetric flask 10ml, DURAN, cl.ANS 7/	1 pz.
LLG09276503	Volumetric flask 10ml, DURAN, cl.ANS 10	1 pz.
LLG09276504	Volumetric flask DURAN Cl.A 20mlIN.S. 10	1 pz.
LLG09276505	Volumetric flask 25ml DURANCl.A, NS 10/	1 pz.
LLG09276506	Volumetric flask 50mlINS 12/21 amber DUR	1 pz.
LLG09276507	Volumetric flask 50ml, DURAN, cl.ANS 14	1 pz.
LLG09276508	Volumetric flask 100ml, DURAN, cl.ANS 1	1 pz.
LLG09276509	Volumetric flasks 100ml DURANcl.A, NS 1	1 pz.
LLG09276510	Volumetric flask 200ml, DURAN, cl. ANS	1 pz.
LLG09276511	Volumetric flask 250ml, DURAN, cl.ANS 1	1 pz.
LLG09276512	Volumetric flask, 500 ml, DURAN, cl.ANS	1 pz.
LLG09276513	Volumetric flask 1000ml, DURAN cl.ANS 2	1 pz.
LLG09276514	Volumetric flask 2000ml, DURAN, cl.ANS	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

