



Cajas criogénicas de almacenamiento LLG, plastificadas, 136 x 136

LLG Labware

### Cajas criogénicas de almacenamiento LLG, plastificadas, 136 x 136

Cajas para congelación y almacenamiento criogénico (CryoBoxes).

Dimensiones: 136 x 136 mm cuadradas. Para el almacenamiento de muestras.

Fabricadas en cartón, **recubiertas de plástico** sin separador. Con tapa. Otros colores disponibles bajo pedido.



Code	Description	Packaging
LLG04653682	LLG-Cryobox 136x136x32mmwhite, special,	1 pezzo
LLG04654547	LLG-Cryobox 136x136x100mm yellow, spe/1	1 pz.
LLG06077875	Cryobox, plastic coated, 136x136x50 mm	1 pz
LLG06077876	Cryobox, plastic coated, 136x136x50 mm	1 pz
LLG06080130	Cryobox, 136x136, Int. h 50 mm, white	1 pz
LLG06081021	Cryobox, plastic coated, 136x136x50 mm	1 pz
LLG06081022	Cryobox, plastic coated, 136x136x50 mm	1 pz
LLG06083519	Cryobox, plastic coated, 136x136x130 mm	1 pz
LLG06237840	LLG-Cryobox 136x136x100mmwhite, special	1 pz.
LLG06260007	LLG-Cryobox 136x136x75mmred, special, w	1 pz
LLG06260010	LLG-Cryobox 136x136x100mmblue, special,	1 pz
LLG06269788	LLG-Cryobox 136x136x32mm, blue, speci/1	1 pz.
LLG06269789	LLG-Cryobox 136x136x32mm, red, specia/1	1 pz.
LLG06269790	LLG-Cryobox 136x136x32mm, green, spec/1	1 pz.
LLG06802726	LLG-Cryobox 136x136x75mmwhite, special,	1 pz





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

