

**Termómetro digital de bolsillo LLG, modelo 12090****LLG Labware****Termómetro digital de bolsillo LLG, modelo 12090**

Impermeable. Rango de medición -50 a +150 °C / -58 a +302 °F, precisión  $\pm 1$  °C. Con función de retención. Sonda de acero inoxidable, 85 x 3,5mm, con funda protectora de plástico, con una batería de 1,5V (LR44). Dimensiones totales (L x An): 185 x 30mm.



Code	Description	Packaging
LLG09236707	LLG-Digital Pocket Thermometer-50...+15	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

