

**Termómetro digital de bolsillo LLG, modelo 12080****LLG Labware****Termómetro digital de bolsillo LLG, modelo 12080**

Impermeable. Rango de medición -50 a +300°C / -58 a +572°F, precisión $\pm 1^\circ\text{C}$ a 150°C, por encima de $\pm 2^\circ\text{C}$. Con función Hold y función Máx/Mín. Sonda de acero inoxidable, 85 x 3,5mm, con funda protectora de plástico, con una batería de 1,5V (LR44). Dimensiones totales (L x An): 195 x 50mm.



Code	Description	Packaging
LLG09236703	LLG-Digital Pocket Thermometer type 120	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

