



Probetas graduadas, DURAN®, forma baja, clase B, graduación en ámbar

Hirschmann

**Probetas graduadas, DURAN®, forma baja, clase B, graduación en ámbar**

Calibradas en IN (TC). Con pico y base de vidrio hexagonal. Tolerancias mejores que los requisitos de la clase B. Graduación de línea corta. Con graduación de tinte ámbar duradero, DIN EN ISO 4788.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG09274190 | Measuring Zylinder, DURAN N.F.10ml ambe | 1 pz.     |
| LLG09274191 | Measuring zylinders, DURAN N.F.25ml amb | 1 pz.     |
| LLG09274192 | Measuring Cylinders with spout, glass 5 | 1 pz.     |
| LLG09274193 | Measuring cylinders with spout, glass 1 | 1 pz.     |
| LLG09274194 | Measuring cylinder DURAN N.F.250ml brow | 1 pz.     |
| LLG09274195 | Measuring cylinders,Duran N.F.500ml wit | 1 pz.     |
| LLG09274196 | Measuring Cylinders, Duran, N.F.1000ml  | 1 pz.     |
| LLG09274197 | Measuring cylinders DURAN2000ml, low fo | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5ª Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

