



Probetas graduadas, DURAN®, forma baja, clase B, graduación en ámbar

Hirschmann

**Probetas graduadas, DURAN®, forma baja, clase B, graduación en ámbar**

Calibradas en IN (TC). Con pico y base de vidrio hexagonal. Tolerancias mejores que los requisitos de la clase B. Graduación de línea corta. Con graduación de tinte ámbar duradero, DIN EN ISO 4788.



Code	Description	Packaging
LLG09274190	Measuring Zylinder, DURAN N.F.10ml ambe	1 pz.
LLG09274191	Measuring zylinders, DURAN N.F.25ml amb	1 pz.
LLG09274192	Measuring Cylinders with spout, glass 5	1 pz.
LLG09274193	Measuring cylinders with spout, glass 1	1 pz.
LLG09274194	Measuring cylinder DURAN N.F.250ml brow	1 pz.
LLG09274195	Measuring cylinders,Duran N.F.500ml wit	1 pz.
LLG09274196	Measuring Cylinders, Duran, N.F.1000ml	1 pz.
LLG09274197	Measuring cylinders DURAN2000ml, low fo	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

