

**Termómetro digital de bolsillo LLG, modelo 12060****LLG Labware****Termómetro digital de bolsillo LLG, modelo 12060**

Rango de medición de -50 a +150 °C, precisión ± 1 °C. Con función de retención. Sonda de acero inoxidable, 125 x 3,5mm, con funda protectora de plástico y clip, con una batería de 1,5V (LR44). Dimensiones (L x An): 60 x 20mm.



Code	Description	Packaging
LLG09236701	LLG-Digital thermometer type 12060-50..	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

