

**Termómetro digital de bolsillo LLG, modelo 12070****LLG Labware****Termómetro digital de bolsillo LLG, modelo 12070**

Rango de medición -50 a +300°C, precisión  $\pm 1^\circ\text{C}$  hasta 150°C, por encima  $\pm 2^\circ\text{C}$ . Con función de retención. Sonda de 200 x 3,5 mm con punta de acero inoxidable, con funda protectora de plástico ajustable y clip, con una batería de 1,5V (LR44). Dimensiones (L x An): 78 x 25mm.



Code	Description	Packaging
LLG09236702	LLG-Digital Pocket-Thermometer type 120	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

