

**Termómetro digital de bolsillo LLG, modelo 12050****LLG Labware****Termómetro digital de bolsillo LLG, modelo 12050**

Rango de medición -50 a +150°C, precisión  $\pm 1^\circ\text{C}$ . Sonda de acero inoxidable, 120 x 3,5 mm, con funda protectora de plástico y clip, con una batería de 1,5V (LR44). Dimensiones totales (L x An): 75 x 20mm.



Code	Description	Packaging
LLG09236706	LLG-Digital Pocket Thermometer-50...+15	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

