

**Termómetro digital de bolsillo LLG, modelo 12050****LLG Labware****Termómetro digital de bolsillo LLG, modelo 12050**

Rango de medición -50 a +150°C, precisión $\pm 1^\circ\text{C}$. Sonda de acero inoxidable, 120 x 3,5 mm, con funda protectora de plástico y clip, con una batería de 1,5V (LR44). Dimensiones totales (L x An): 75 x 20mm.



Code	Description	Packaging
LLG09236706	LLG-Digital Pocket Thermometer-50...+15	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

