



Buretas, con llave de paso recta, vidrio de borosilicato 3.3, clase AS

Isolab

Buretas, con llave de paso recta, vidrio de borosilicato 3.3, clase AS

Con clase AS, certificado de conformidad, con identificación de lote, graduaciones en azul, DIN EN ISO 385. Husillo de PTFE.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG04008311 | burette - straight - clear - PTFE stop | 1 pz. |
| LLG09270100 | Burette 25:0.05 mlglass, cl.AS, with PT | 1 pz. |
| LLG09270101 | Burette 50:0.10 mlglass, cl.AS, with PT | 1 pz. |
| LLG09270102 | Burette 10:0.02 mlglass, cl.AS, with PT | 1 pz. |
| LLG09270103 | Burette 25:0.05 mlglass, cl.AS, with PT | 1 pz. |
| LLG09270104 | Burette 50:0.10 mlglass, cl.AS, with PT | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

