



Cajas criogénicas de almacenamiento LLG, plastificadas, 133 x 133

LLG Labware

**Cajas criogénicas de almacenamiento LLG, plastificadas, 133 x 133**

Dimensiones: 133 x 133mm cuadradas. Para el almacenamiento de muestras.  
Fabricadas en cartón, **recubiertas de plástico**. Sin divisiones. Con tapa. Otros  
tamaños y colores disponibles bajo pedido.



Code	Description	Packaging
LLG06081654	Cryobox, plastic coated, 133x133x50 mm	1 pz
LLG06082701	Cryobox, plastic coated, 133x133x50 mm	1 pz
LLG06084538	Cryobox, plastic coated, 133x133x50 mm	1 pz
LLG06260029	LLG-Cryobox 133x133x32mmwhite, special,	1 pz
LLG06260030	LLG-Cryobox 133x133x75mmred, special, w	1 pz
LLG06260032	LLG-Cryobox 133x133x100mmwhite, special	1 pz
LLG06260033	LLG-Cryobox 133x133x130mmwhite, special	1 pz
LLG06260091	LLG-Cryobox, 133x133x50 mmblue, special	1 pz.
LLG06700568	LLG-Cryobox, 133x133x50 mmblue, special	1 pz
LLG06801707	LLG-Cryobox 133x133x75mmwhite, special,	1 pz
LLG09698776	LLG-Cryobox 133x133x75mmblue, special,	1 pz.
LLG09698786	LLG-Cryobox 133x133x100 mmblue, special	1 pz.
LLG09698787	LLG-Cryobox 133x133x100red, special, w/	1 pz.
LLG09698788	LLG-Cryobox 133x133x100 mmgrün, special	1 pz.
LLG09698789	LLG-Cryobox 133x133x100 mmgelb, special	1 pz.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

