

**Incubadora de refrigeración LLG-uniNCU 28 Cool****LLG Labware****Incubadora de refrigeración LLG-uni/NCU 28 Cool**

La LLG-uni/NCU 28 Cool es una pequeña incubadora de refrigeración con 28 litros y un rango de temperatura de 3 °C - 45 °C. La convección natural evita que las muestras se sequen y permite el cultivo y almacenamiento de muestras a largo plazo. El dispositivo es adecuado para el control de alimentos, la investigación, diversos procesos de cultivo y la cristalización de proteínas.

- Panel de control para el ajuste de la temperatura
- Buena distribución de la temperatura gracias a 5 superficies de enfriamiento y calentamiento
- Sistema de refrigeración y calefacción Peltier
- Con cerradura
- Máx. 6 estantes posibles

Material de suministro: Incubadora de refrigeración LLG-uni/NCU 28 Cool con enchufe, 2 estantes, llave, manual de instrucciones

Especificaciones

Rango de temperatura: 3 °C ... 45 °C

Precisión / Uniformidad de temperatura: $\pm 0,5$ °C

Capacidad: 28 l

Dimensiones externas (An x L x Alt): 420 x 413 x 485 mm

Dimensiones internas (An x L x Alt): 329 x 219 x 369 mm

Peso: 13,5 kg

Fuente de alimentación: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Garantía: 3 años





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

