

**Criotermostatos de circulación, serie HighTech HE, HL****JULABO****Criotermostatos de circulación, serie HighTech HE, HL**

Control de temperatura en sistemas externos y cerrados como fotómetros, refractómetros, viscosímetros, etc. Aplicación simultánea de calentamiento de objetos pequeños directamente en la cubeta.

Serie HighTech HE, como la serie ME y además:

- Regulador de temperatura ICC (Intelligent Cascade Control), autoregurable
- Bomba potente de impulsión y de succión hasta 1,1 bar, con regulación electrónica

Serie HighTech HL, como la serie HE y además:

- PANTALLA LCD DIALOG con guía de usuario interactiva en texto claro
- Optimización del comportamiento regulador mediante TCF (Temperature Control Features)
- Programador integrado para para 6 x 60 pasos
- Clavija terminal Stakei para la válvula magnética de agua de refrigeración y la bomba HSP Booster





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

